

SmartVision

GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE

1 Introduction

SmartVision est le premier Smartphone Android spécialement conçu pour les personnes en situation de basse vision ou de déficience visuelle. Avec son vrai clavier, son interface entièrement vocalisée et son écran tactile, le SmartVision est le premier Smartphone réellement accessible.

L'interface et les fonctions de ce Smartphone dernière génération ont été entièrement adaptées pour vous assurer un apprentissage et une utilisation faciles au quotidien : applications organisées par favoris, interface utilisateur simplifiée avec affichage grand format (larges icônes, 4 tailles de police), commandes vocales, mode dictée pour la composition des messages, vocalisation des écrans, loupe numérique avec filtres de contraste, technologie NFC, mode d'assistance via Internet, reconnaissance de caractères ...tout y est !

Le SmartVision vous offre le meilleur du Smartphone en toute simplicité avec une accessibilité exceptionnelle.

Ce guide de démarrage rapide s'intéresse uniquement aux fonctions les plus fréquemment utilisées. Pour obtenir des informations plus détaillées sur toutes les fonctionnalités de SmartVision, veuillez-vous reporter au manuel d'utilisation sur « www.kapsys.com » rubrique support.

2 Contenu de la boîte

SmartVision by KAPSYS est livré avec :

- Une batterie
- Un chargeur secteur 220/110 Volts – 5 Volts USB
- Une station d'accueil pour la charge
- Un câble USB / micro-USB
- Un tour de cou
- Une paire d'écouteurs stéréo avec microphone et bouton de prise de parole
- Une coque de protection

3 Présentation du SmartVision

Sur le dessus de l'appareil, à droite, se trouve le bouton « marche / arrêt », et mise en veille. Un appui long permet d'allumer ou d'éteindre le produit. Une fois démarré, un appui court permet de mettre en veille ou de réveiller le SmartVision.

A la gauche du bouton « marche / arrêt », se trouve la fiche « jack 3.5 » pour connecter les écouteurs fournis dans la boîte.

Le réglage du volume sonore s'effectue à l'aide des 2 touches situées sur le côté gauche de l'appareil.

Sur le côté droit du SmartVision se trouve le bouton de commande vocale. Faire un appui court pour envoyer une commande vocale et un appui maintenu pour dicter un texte.

Juste au-dessus se trouve le connecteur mini-USB, il permet de relier le produit à un ordinateur, ou à un adaptateur secteur, via le câble fourni dans la boîte.

Sur la tranche inférieure se trouvent les plots de contact utilisés par la station d'accueil pour la charge de la batterie.

Sur la face avant, en partie inférieure, on trouve le clavier alpha-numérique qui permet de saisir un numéro de téléphone ou un message texte en mode « multi-tape ».

Au-dessus du clavier, se trouvent une série de 4 touches de contrôle, de gauche à droite :

- Le bouton OK pour décrocher un appel, ou valider une saisie.
- Deux touches « flèches haut » et « flèche bas » pour naviguer dans les menus ou dans la page affichée.
- Le bouton C pour raccrocher un appel, ou effacer une saisie.

Chacune de ces touches peut être utilisée en mode appui court ou appui long.

Juste au-dessus des boutons de contrôle, se trouvent les 3 touches tactiles Android :

- A gauche, la touche « Menu », qui permet d'afficher le menu associé à la page active.
- Au centre, la touche « Accueil », permet de revenir à tout moment à l'écran d'accueil.
- A droite, la touche « Retour », permet de revenir à l'écran précédent.

Sur la face arrière, en haut à gauche, se trouve le bouton SOS. Il permet de déclencher le processus d'urgence par une pression vers le bas. A la droite du bouton SOS, on trouve la lentille de l'appareil photo ainsi que l'ouïe du haut-parleur pour le mode audio amplifié.

Bon à savoir : Si votre SmartVision se met en veille, un appui court sur le bouton « Marche / Arrêt » vous permet de réactiver l'écran.

4 Mise en service

Pour insérer la carte SIM et la batterie.

1. Retournez le téléphone, repérez l'encoche sur le coin inférieur gauche, et soulevez la coque arrière.
2. Installez la SIM, la puce doit être orientée vers le bas et le coin biseauté en bas à droite. Faites glisser la carte SIM vers le haut dans son logement.
3. Installez la batterie en engageant la partie basse en premier, les plots de connexion en bas à droite, puis clipsez la batterie dans son logement.
4. Enfin, refermez le téléphone en engageant la partie supérieure de la coque arrière, et refermez en clipsant fermement.

Charger la batterie.

Lors de la première utilisation, il est conseillé de charger la batterie pendant au moins 4 heures.

Chargez la batterie en utilisant soit la station d'accueil, soit le connecteur USB du produit.

Bon à savoir : La coque de protection n'est pas compatible de la station d'accueil pour la charge. Si vous ne souhaitez pas retirer la coque de protection pour recharger votre produit, vous devez utiliser le connecteur USB situé sur le côté droit de l'appareil pour le charger.

Allumer et Eteindre votre Smartphone.

Allumez SmartVision en effectuant un appui long sur le bouton Marche / Arrêt situé au-dessus du téléphone.

Lorsque l'appareil est allumé pour la première fois, suivez les instructions de configuration.

SmartVision est prêt à être utilisé lorsque l'écran d'accueil est affiché.

Pour éteindre l'appareil, faites à nouveau un appui long sur le bouton Marche / Arrêt, puis suivez les instructions.

Si l'écran reste noir, veuillez recommencer la procédure d'installation de la batterie.

Bon à savoir : lors du premier démarrage, le mode accessibilité avancée n'est pas activé par défaut. Rendez-vous au chapitre « Accessibilité avancée - Exploration tactile » pour activer cette option.

5 L'écran d'accueil

L'écran d'accueil affiche les principales fonctions et applications :

- Téléphone : Appelez, consultez vos appels manqués et accédez à votre messagerie
- Messages : envoyez et recevez vos SMS et MMS.
- E-Mail : envoyez et recevez vos courriers électroniques si vous disposez d'un compte de messagerie.
- Applications : affichez la liste de toutes les applications présentes dans votre SmartVision.
- Favoris : ajoutez dans les Favoris les applications que vous utilisez fréquemment.
- Réglages : paramétrez votre téléphone.

La barre de notifications noire située en haut de l'écran d'accueil affiche les différents états du Smartphone comme le niveau de réception réseau, le niveau batterie, etc ...

Pour ouvrir le volet de notifications, faites glisser votre doigt depuis la barre de notification vers le bas de l'écran.

Bon à savoir : Pour revenir à tout moment à l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton tactile central « Accueil ».

6 Les modes d'utilisation : Clavier, Tactile ou Vocal

SmartVision vous offre 3 interfaces ou modes opératoires : le clavier, l'écran tactile et l'interface vocale :

- Le mode Clavier est adapté à ceux qui sont habitués à manier un téléphone par les touches et les boutons. Pour vous familiariser avec le clavier, veuillez-vous reporter à la présentation ci-dessus où les fonctions de chaque touche et bouton sont décrites en détail.
- Le mode Tactile est le mode standard d'utilisation des Smartphones. Il vous permet de naviguer dans les différents menus du bout de votre doigt. Appuyez sur l'écran pour sélectionner un élément ou valider une action. Un mode d'accessibilité avancé est disponible dans les options et supporte des gestes de contrôle supplémentaires pour naviguer facilement dans les écrans et interagir avec votre Smartphone.
- Le mode Vocal offre un confort d'utilisation en libérant l'utilisateur du clavier physique et tactile. Pour l'activer, appuyez sur la commande vocale située sur la tranche droite du téléphone.

Un appui court suivi d'une vibration vous permet d'énoncer et d'activer un élément de l'écran (exemple : démarrer une application, activer un paramètre, ...), ou par l'intermédiaire de mot-clé d'obtenir des informations sur l'état du Smartphone (exemple : « Niveau de batterie ? » ou « Quelle heure est-il ? »).

Un appui maintenu sur la commande vocale vous permet de dicter un texte dans un champ de saisie. Relâcher le bouton pour terminer la dictée (exemple, dictez un message « Bonjour, comment vas-tu ? »). Attention, cette fonction nécessite une connexion à un réseau de données 3G ou Wi-Fi.

Vous pouvez combiner les différents modes d'utilisation, par exemple, vous pouvez commencer à saisir un texte en mode vocal, arrêter puis utiliser le mode tactile ou clavier pour compléter ou corriger le texte.

7 Accessibilité avancée – Exploration Tactile

La liste ci-dessous présente les commandes clavier ainsi que les gestuelles tactiles avancées permettant de contrôler facilement votre Smartphone.

Pour activer l'accessibilité avancée sélectionnez l'application « Réglage » depuis l'écran d'accueil, puis l'item « Accessibilité » et enfin, activer l'option « Exploration tactile ».

Pour retourner à la page d'accueil, faites :

- soit un double appui court ou double tape sur la touche Android centrale Accueil,

- soit glissez un doigt sur l'écran sans le relever du bas vers le haut, puis vers la gauche.

Pour retourner à la page ou l'écran précédent, faites :

- soit un double appui court ou double tape sur la touche Android de droite Retour,
- soit glissez un doigt sur l'écran sans le relever du haut vers le bas, puis vers la gauche.

Pour ouvrir le menu ou les options de l'application courante, faites :

- soit un double appui court ou double tape sur la touche Android de gauche Menu,
- soit glissez un doigt sur l'écran sans le relever du bas vers le haut, puis vers la droite.

Pour sélectionner un élément :

- Soit utilisez les flèches haut et bas du clavier,
- Soit passez le doigt sur l'écran, l'exploration tactile vous indique vocalement l'élément sous votre doigt. Par défaut, le dernier élément détecté sera sélectionné.

Pour ouvrir, activer ou valider l'élément sélectionné, faites :

- soit un appui sur la touche OK du clavier,
- soit un double appui court ou double tape n'importe où sur l'écran.

Pour sélectionner ou revenir à l'élément précédent, faites :

- soit un appui court sur la touche « flèche haut » du clavier,
- soit glissez le doigt sur l'écran de bas en haut.

Pour sélectionner ou passer à l'élément suivant, faites :

- soit un appui court sur la touche « flèche bas » du clavier,
- soit glissez le doigt sur l'écran de haut en bas.

Pour faire défiler une liste vers le haut, faites glissez 2 doigts de haut en bas sur l'écran.

Pour faire défiler une liste vers le bas, faites glissez 2 doigts de haut en bas sur l'écran.

Pour ouvrir la page des notifications, faites glisser un doigt sur l'écran sans le relever de la gauche vers la droite, puis vers le bas.

Pour afficher la liste des applications actives, faites glisser un doigt sur l'écran sans le relever de la droite vers la gauche, puis vers le haut.

8 Les mots clés et commandes vocales

Les commandes vocales présentées dans les pages qui suivent ont été intégrées au produit et sont les seules reconnaissables par SmartVision.

Les mots clés sont classés selon 3 catégories :

- pour vous renseigner sur l'état actuel du téléphone,
- pour activer ou désactiver un réglage ou une fonction,
- pour gérer les commandes et les options liées à une application.

Mots clés relatifs aux différents états du SmartVision

- Quelle heure est-il ? : annonce l'heure courante
- Date ? : annonce la date courante
- Mots clés ? : annonce la liste de tous les mots clés actifs
- Niveau de batterie ? : annonce le niveau de la batterie

- Etat du réseau ? : annonce le niveau de réception du réseau
- Etat du Wi-Fi ? : annonce l'état du Wi-Fi (connecté ou déconnecté)
- Etat du Bluetooth ? : annonce l'état du Bluetooth (connecté ou déconnecté)
- Etat du GPS ? : annonce l'état du GPS (connecté ou déconnecté)
- Etat du NFC ? : annonce l'état du NFC (connecté ou déconnecté)
- Etat de la sonnerie ? : annonce l'état de la sonnerie (mode standard, mode silence ou mode réunion)
- Etat du téléphone ? : annonce l'état du téléphone

Mots clés relatifs aux activations ou aux réglages du SmartVision

- Menu : Ouvre le menu de l'écran affiché
- Ecran d'accueil : retour à l'écran d'accueil
- Retour : Retour à l'écran précédent
- Notifications : Ouvre le volet de notifications
- Activer mode avion : active le mode avion
- Désactiver mode avion : désactive le mode avion
- Activer GPS : active la localisation par GPS
- Désactiver GPS : désactive la localisation par GPS
- Activer WI-FI : active le Wi-Fi
- Désactiver WI-FI : désactive le Wi-Fi
- Activer Bluetooth : active le Bluetooth
- Désactiver Bluetooth : désactive le Bluetooth
- Activer NFC : Active le lecteur NFC
- Désactiver NFC : désactive le lecteur NFC
- Activer Sonnerie Générale : Active la sonnerie en mode général sonnerie et vibreur
- Activer Sonnerie silencieuse : Active la sonnerie en mode vibreur
- Activer Sonnerie réunion : désactive la sonnerie et le vibreur
- Activer Sonnerie Extérieure : Active la sonnerie au volume maximum
- Monte le son : Augmente le volume
- Baisse le son : Diminue le volume

Mots clés de commande spécifiques aux applications du SmartVision

- « Démarrer application », suivi du nom de l'application : démarre l'application
- « Envoyer Message à », suivi du nom d'un contact : créer un message vers le « Contact ».
- « Envoyer Message à », suivi du nom du contact puis « Mobile » ou « Bureau » : Créer un message avec le Numéro de mobile ou de bureau du « Contact » comme destinataire.
- « Appeler », suivi du nom du contact : appelle le contact.
- « Appeler », suivi du nom du contact puis « Mobile » ou « bureau » : appelle le contact numéro de téléphone du mobile ou du bureau du « Contact ».
- « Envoyer Courriel à », suivi du nom du contact : créer un courriel avec "Contact" comme destinataire.

- « Envoyer Courriel à », suivi du nom du contact puis « Maison » ou « Bureau » : créer un courriel avec l'adresse Email de « Maison » ou de « Bureau » du « Contact » comme destinataire.

9 Comment téléphoner?

En mode Clavier

1. A partir de l'écran d'accueil, parcourez les applications proposées à l'aide des touches physiques « flèches haut » et « flèches bas » jusqu'à l'application « **Téléphone** ». Appuyez sur « **OK** », l'application téléphone démarre.
2. Saisissez le numéro de votre correspondant sur le clavier et appuyez sur la touche « **OK** » pour valider et émettre l'appel.
3. Pour terminer l'appel, appuyez sur la touche « **C** » du clavier.

En mode Tactile

1. Appuyez sur l'icône « **Téléphone** » et suivez les instructions à l'écran.
2. Touchez le champ de saisie « entrer Numéro », le clavier tactile s'affiche.
3. Composez le numéro de votre correspondant sur ce clavier.
4. Appuyez sur la touche « **OK** » pour valider et émettre l'appel.
5. Pour terminer l'appel, appuyez sur la touche « **C** » du clavier.

En mode Vocal

Depuis l'écran d'accueil, faites un appui court sur le bouton de commande vocale. Une vibration se fait sentir, énoncez distinctement le mot « Appeler » suivi du nom du correspondant s'il est présent dans vos contacts. Suivez les instructions pour valider et émettre l'appel.

Exemples de commandes vocales à dicter :

1. « Appeler Paul Durant »
2. « Appeler Paul Durant Mobile » (si vous avez enregistré plusieurs numéros pour ce contact)

Bon à savoir : Vous pouvez aussi émettre un appel directement depuis votre liste de Contacts, de contacts Favoris ou de l'Historique des appels en dictant simplement le nom.

10 Comment répondre à un appel ?

Lorsque vous recevez un appel, l'écran affiche le numéro, ou le nom de l'appelant, s'il est dans vos Contacts.

Décrochez en appuyant à l'écran sur le bouton vert « **Accepter** ». Vous pouvez également décider de ne pas répondre à l'appel en appuyant sur le bouton rouge « **Refuser** ».

En mode clavier, utilisez les touches OK ou C pour respectivement décrocher ou refuser un appel.

11 Comment envoyer un message ?

En mode Clavier

Depuis l'écran d'accueil, parcourez à l'aide des touches « Flèches haut » et « Flèches bas » jusqu'à l'application « **Messages** », appuyez sur « **OK** ». L'application Messages démarre.

1. Utilisez les touches « Flèches haut » et « Flèches bas » pour accéder à « **Nouveau message** », puis appuyez sur « **OK** ».
2. Entrez le numéro de votre correspondant dans la zone de saisie, puis sélectionnez « **Ecrire un message** » et validez par « **OK** ».

3. Saisissez le message à l'aide du clavier alpha-numérique en appuyant successivement sur les touches pour passer d'une lettre de l'alphabet à la suivante. A la fin de la saisie, sélectionnez « **Envoyer** », puis validez en appuyant sur « **OK** ».

En mode Tactile

Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez l'icône Messages.

1. Sélectionnez le champ « **Nouveau message** ».
2. Activer le champ du destinataire « **Entrer Numéro** ». Le clavier apparaît.
3. Entrez le numéro de votre correspondant dans la zone de saisie ou sélectionnez-le depuis vos « **Contacts** » ou vos « **Favoris** ».
4. Sélectionnez « **Ecrire un message** », puis appuyez sur le champ « **Saisissez un message** » pour afficher le clavier.
5. Composez votre message puis appuyez sur « **OK** » pour l'envoyer.

Bon à savoir : Pour saisir les chiffres, activez la touche « **? 1 2 3** », et pour saisir les lettres, la touche « **ABC** ».

En mode Vocal

Depuis l'écran d'accueil, faites un appui court sur la commande vocale. Une vibration se fait sentir, énoncez distinctement le mot «Envoyer un message à», suivi du nom du correspondant s'il est présent dans vos contacts. Puis sélectionnez « **Ecrire un message** », pour ouvrir la fenetre d'édition du message. Pour saisir le texte du message, maintenez appuyé la commande vocale et dicter le texte du message. Relacher le bouton de commande vocale à la fin de la saisie.

Exemples de commande vocale : «Envoyer un message à Paul Durant».

12 Comment créer un Contact?

1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez « **Application** » puis « **Contacts** » pour démarrer l'application Contacts.
2. Appuyez sur le champ « **Ajouter Contact** ». L'écran « Nouveau Contact » apparaît.
3. Saisissez les informations une à une
4. Vous pouvez aussi associer une photo à ce contact en appuyant sur la zone grisée de l'écran. SmartVision vous propose de prendre une photo ou d'en choisir une dans la Galerie.

Bon à savoir : Vous pouvez créer vos contacts dans les 3 modes : clavier, tactile et vocal.

13 La fonction SOS

Pour votre sécurité, SmartVision est équipé d'une fonction SOS qui permet d'émettre des appels ou des messages d'urgence géolocalisés vers des contacts prédéfinis (10 au maximum).

Lors d'une situation d'urgence, activez cette fonction par le bouton orange situé au dos du téléphone : pressez et glissez le bouton vers le bas.

Avant d'utiliser la fonction SOS, vous devez définir les paramètres de l'application comme suit : depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Application, puis SOS.

Puis configurer les différentes options :

- SOS actif : permet d'activer ou de désactiver le bouton situé au dos du Smartphone.
- Déclencher alarme: émet une alerte sonore puissante.
- Liste des numéros : configurez les numéros d'urgence auxquels vous souhaitez envoyer un appel ou un message d'urgence.
- Appel actif : permet d'établir une communication téléphonique vers vos numéros d'urgence.
- Message actif : permet d'envoyer un message vers vos numéros d'urgence.

- Envoi des coordonnées : permet à SmartVision d'indiquer votre position géographique dans le message d'urgence si celle-ci est disponible.
- Message texte : permet de personnaliser le contenu du message d'urgence.

14 La fonction Loupe Numérique

SmartVision est équipé d'une loupe numérique.

Pour votre confort, cette fonction vous permet d'agrandir du texte ou des documents et s'adapte à vos capacités visuelles grâce aux différents niveaux de zoom et contrastes de couleurs disponibles.

Comment ouvrir et utiliser la fonction Loupe Numérique :

Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez « **Applications** », puis la fonction « **Loupe** ».

Utiliser les touches du clavier pour :

- **Touche 1** : Augmenter ou diminuer le niveau d'éclairage.
- **Touche 2** : Augmente le Zoom.
- **Touche 3** : diminue le Zoom.
- **Touche *** (étoile) : Figurer l'écran.
- **Touche 0** : Prendre une photo et l'enregistrer dans la galerie.
- **Touche #** (dièse) : Choisir parmi les 9 couleurs de contrastes disponibles.

Bon à savoir : la touche Menu vous permet de retrouver ces différentes fonctions.

15 La fonction OCR – Reconnaissance Optique de Caractères

La fonction OCR permet d'effectuer une reconnaissance optique de caractères depuis un document texte, puis d'en vocaliser le contenu.

Votre SmartVision peut réaliser la reconnaissance de caractères à partir d'une prise de vue instantanée ou d'un document enregistré dans la galerie.

La prise de vue est disponible en 2 modes :

1. Le mode « **automatique** », particulièrement adapté aux personnes non-voyantes, va guider vocalement l'utilisateur pour la détection du document et sa prise de vue automatique.
2. Le mode « **manuel** » permet de prendre en photo le document sans assistance.

Comment ouvrir et utiliser la fonction OCR :

Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez « **Applications** », puis la fonction « **OCR** ».

Depuis l'écran de l'application OCR, choisissez la source du document :

« Depuis la caméra » : pour prendre une photo du document à convertir :

- En mode « **Automatique** » :

Posez le SmartVision sur le document, puis appuyer sur la touche OK. Maintenez le téléphone horizontalement puis montez doucement et suivez les instructions vocales jusqu'à ce que votre SmartVision prenne automatiquement le document en photo. Ensuite, la reconnaissance optique commence automatiquement.

- En mode « **Manuel** » :

Effectuez le cadrage et la mise au point sur le document texte. Prenez la photo en appuyant sur le bouton de l'obturateur. Démarrez la reconnaissance de caractères en appuyant sur « **Valider** ».

« Depuis la galerie » : sélectionnez un document déjà enregistré depuis la galerie photo de votre SmartVision. La reconnaissance de caractères démarre automatiquement.

Une fois le document converti, vous pouvez vous déplacer dans le texte en utilisant les flèche « **Haut** » et flèche « **Bas** » du clavier.

La touche « **Menu** » vous permet d'accéder aux paramètres de l'application OCR (options de langues, mode de conversion et prise de photo automatique ou manuelle).

16 La fonction Navigation – Application Kaptén

SmartVision embarque toute la technologie vocalisée du système de navigation Kaptén de KAPSYS, à savoir un système d'aide à la navigation destiné aux piétons, mais qui peut être utilisé également en voiture.

Comment ouvrir et utiliser la fonction Navigation :

Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez « **Applications** » puis la fonction « **Kaptén** ».

1. Lors de la première utilisation, votre pays par défaut vous sera demandé. Sélectionnez le pays désiré parmi la liste disponible. Vous pourrez par la suite modifier le pays par défaut depuis les paramètres de l'application Kaptén.

2. Choisissez le mode de navigation que vous souhaitez utiliser :

- **Navigation piétonne** : navigation adaptée pour une utilisation à pieds.
 - **Navigation voiture** : navigation adaptée pour une utilisation en voiture.
 - **Guidage cardinal** : permet de vous guider sans tenir compte du réseau routier vers votre point d'arrivée en vous donnant, les informations de distance et de direction, ainsi que le cap à suivre en indication horaire.
 - **Lecture de carte** : permet de lire la carte et de vous y déplacer virtuellement d'intersection en intersection, tout en vous donnant la description de chacune des intersections.
3. Sélectionnez le type de destination :
- **Nouvelle adresse** : permet de définir une adresse postale comme destination.
 - **Nouvelle adresse par code postal** : saisissez votre ville de destination par code postal.
 - **Derniers trajets** : choisissez parmi l'une de vos dernières adresses de destination.
 - **K-Tag** : sélectionnez votre destination parmi vos lieux préférés que vous avez préalablement enregistrés en tant que K-Tag.
 - **Adresses utiles** : choisissez votre destination parmi les adresses utiles ou points d'intérêt de la cartographie.
 - **Itinéraire** : permet d'obtenir le carnet de route en saisissant une adresse de départ et une adresse d'arrivée.

Les différents modes de saisie :

L'application Kaptén vous donne la possibilité de saisir vos adresses de destination soit à l'aide du clavier physique ou virtuel, ou bien grâce à la reconnaissance vocale de SmartVision.

Le mode « **reconnaissance vocal** » vous permet de saisir cette adresse en une seule étape. Depuis l'écran « **nouvelle adresse** », maintenez enfoncé la commande vocale, puis dictez votre adresse complète en respectant le format « **Ville** », puis « **Nom de la rue** » et enfin le « **Numéro de la rue** ». Pour terminer la saisie, relâchez le bouton. SmartVision vous proposera alors plusieurs candidats répondant à votre requête.

Dans le cas où ce mode de saisie en une seule étape ne donnerait pas satisfaction, sélectionnez le mode de saisie « **Pas à pas** » depuis l'écran « **Nouvelle adresse** » afin saisir votre adresse postale par étapes successives : nom de ville, puis nom de la rue et enfin le numéro de la rue. Vous pouvez également utiliser la reconnaissance vocale pour saisir ces différentes informations, dans ce cas maintenez appuyé le bouton de commande vocale durant la diction.

17 Autres applications

Agenda : programmez vos rendez-vous.

Appareil photo : prenez des photos ou enregistrez des vidéos.

Assistance : permet à un tiers de prendre la main sur votre téléphone à distance.

Calculatrice

Réception FM : écoutez la radio .

Galerie : classez et visionnez vos images, photos et vidéos.

Alarme : programmez vos alarmes.

Lecteur Google : visionnez vos vidéos enregistrées sur votre téléphone.

Magnétophone : enregistrez et réécoutez vos mémos vocaux.

Musique : écoutez la musique enregistrée sur votre téléphone.

Internet : naviguez sur Internet.

Rechercher : recherchez un élément dans votre téléphone.

Gestion NFC : Programmez et lisez vos tags NFC.

Pour la description des autres applications et fonctions, veuillez-vous reporter au Manuel Utilisateur SmartVision.

A propos de ce document.

Les informations publiées dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Kapsys se réserve le droit de modifier le contenu de ce document sans obligation d'en avertir quelque personne ou quelque entité que ce soit. Kapsys décline toute responsabilité en cas d'erreurs techniques ou d'édition ou d'omissions dans le présent manuel. Kapsys s'efforce d'améliorer en permanence la qualité et les fonctions de ses produits, en conséquence Kapsys vous invite à visiter son site internet (www.kapsys.com) pour obtenir les dernières mises à jour documentaires concernant l'utilisation et le fonctionnement de ses produits.

Ce document est la propriété de KAPSYS, en conséquence, la reproduction ou la réimpression de tout le manuel ou seulement d'une partie sans autorisation préalable est interdite.